

Генератор G11*

Генератор и комплектующие

ГЕНЕРАТОР G11 КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

- **две передовые технологии – Гармоник и Энсил** – в одном генераторе. Обеспечена совместимость со всеми существующими инструментами;
- **простота установки и использования аппарата.** Большой сенсорный дисплей с русским интерфейсом для легкой навигации по меню и выбору настроек;
- **интуитивность и информативность.** Один универсальный разъем с автоматическим распознаванием подключенного инструмента и технологии;
- **возможность обновления ПО через USB-порт.** Обеспечит совместимость генератора со всеми инновационными инструментами Ethicon Energy¹;
- безупречный компактный дизайн позволяет G11 разместиться в любой, даже самой небольшой и заставленной операционной;
- баланс диссекции и коагуляции представлен **пятью уровнями регулировки амплитуды колебаний лезвия.** Уровни 4 и 5 предназначены для быстрого разделения маловаскуляризованных тканей с их одновременной коагуляцией. Уровень 3 является оптимальным с точки зрения баланса диссекции/коагуляции, уровни 1 и 2 предпочтительны для более выраженной коагуляции (хорошо васкуляризованные ткани);
- **тележка-подставка для генератора (CRT11)** незаменима для комфортного перемещения генератора между операционными, позволяет избежать многочисленных перестановок оборудования и предохраняет генератор от повреждений;
- **ножной привод для активации (FSW11)** позволяет активировать максимальный или изменяемый минимальный уровни подачи энергии, а также инструменты Энсил;



- **лапаросоническая рукоятка HP054** совместима с большинством инструментов. Использование рукоятки HP054 ограничено 95 активациями;
- **облегченная лапаросоническая рукоятка HPBLUE**** хорошо сбалансирована и совместима с инструментами, предназначенными для выполнения прецизионных манипуляций при открытых вмешательствах (насадки серий Focus+, Synergy***). Использование рукоятки HPBLUE ограничено 100 активациями;
- **проверочный ключ для тестирования генератора** поставляется со всеми насадками Гармоник, выполняет функцию динамометрического ключа и предназначен для создания оптимального контакта между инструментом, с одной стороны, и резонатором рукоятки – с другой;
- **одноразовый адаптер HSA08** с ручной активацией для эндоскопического крючка HDH05.

1 Энерджи
** Эйч-Пи-Блю
*** Фокус Синерджи

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
GEN11	Генератор электрохирургический, ультразвуковой G11	1
FSW11	Ножной привод для активации (педаль), принадлежность к генератору электрохирургическому ультразвуковому G11	1
CRT11	Тележка-подставка для генератора, принадлежность к генератору электрохирургическому ультразвуковому G11	1
HGA11	Адаптер для насадок "Гармоник", принадлежность к генератору электрохирургическому ультразвуковому G11	1
EGA11	Адаптер для насадок "Энсил", принадлежность к генератору	1
HP054	Рукоятка лапаросоническая для ручной активации	1
HPBLUE	Рукоятка лапаросоническая облегченная	1
140005SA	Кабель питания для генератора GEN11	1
АКСЕССУАРЫ		
HSA08	Адаптер 5-мм насадок для ручной активации	3

* Полное наименование в соответствии с РУ: Генератор электрохирургический, ультразвуковой G11.
РУ № ФСЗ 2011/11397. РУ № ФСЗ 2012/11599. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ETHICON

Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES*

TV-ART-06342 v1.0

