

STEEL




МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316L


ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА	Шовный материал из нержавеющей стали 316L и соответствуют всем стандартам USP и EP, предъявляемым к нерассасывающимся шовным материалам.
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА	Шовный материал из стали наиболее инертный среди всех шовных материалов и обеспечивает максимальную прочность.
ПОКАЗАНИЯ	Синтетический стальной шовный материал предназначен для закрытия грудины и также для некоторых ортопедических процедур (например, при восстановлении сухожилия).
ДЕЙСТВИЕ	Стальной шовный материал вызывает минимальную реакцию тканей и не рассасывается в организме.
ПРОЧНОСТЬ	Постоянная.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ	Окись этилена или гамма облучение.
УПАКОВКА	Возможные варианты размеров стального шовного материала от 6-0 (метрический размер 0.7) до 7 (метрический размер 9). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, без игл или с иглами, закрепленными перманентно или ROTO GRIP™, поворачивающимися на 360°. Формируется в коробках по 12 и 36 шт. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

STEEL

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316L

Без иглы / Non Needled						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
Лигатуры	0	3.5	12x45		12	8886240763
	2	5	6x45		12	8886240883

Обратно-режущая / Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 40 мм 	2	5	5x45		12	8886241383
1/2 круга 48 мм 	2	5	2x45		12	ROTO-GRIP™ 8886242083
	4	6	2x45		12	ROTO-GRIP™ 8886242009
1/2 круга 55 мм Н 	5	7	4x45		12	ROTO-GRIP™ 8886241089
	5	7	75		12	ROTO-GRIP™ 8886241289
	5	7	2x75		12	ROTO-GRIP™ 8886242489


Режущая / Conventional Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 48 мм 	5	7	4x45		12	8886222489
	6	8	2x45		12	8886222269
	6	8	4x45		12	8886222469
	6	8	6x45		12	8886222669
	7	9	4x45		12	8886222449

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0: SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.



STEEL

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316L

Колющая / Taper Point

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	5x45		12	8886234553

Колюще-режущая / Tapercutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 48 мм 	5	7	4x45		12	8886241489
	5	7	4x45		12	8886239389
	6	8	2x45		12	8886239269
	6	8	4x45		12	8886239369
	7	9	2x45		12	8886239249
1/2 круга 60 мм 	5	7	5x75		12	8886239689

