

NUROLON® (Полиамид 6.6)

Многофиламентный синтетический
нерассасывающийся шовный материал



ETHICON
Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

NUROLON®

(Полиамид 6.6)

NUROLON® – многофиламентный синтетический нерассасывающийся шовный материал, предназначенный для аппроксимации или лигирования мягких тканей, включая использование в сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии и хирургии глаза.



Частичная потеря прочности

Являясь нерассасывающимся шовным материалом, NUROLON® обеспечивает надежную продолжительную поддержку ушитых тканей.

При этом реакция гидролиза, в которую вступает нить NUROLON®, находясь в хирургической ране, может привести к постепенному снижению прочности нити на разрыв на 20% ежегодно.

Учитывая это обстоятельство, NUROLON® не следует применять там, где требуется постоянное неизменяемое усилие для поддержки раны.


КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1 (M4)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	
SH (26 мм) 	8x75		C5435G* ■		12
MO-5 (31 мм)  массивная игла	75	W5723 ■			12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
▼ V-37 (40 мм) 	100	W5415 ■	12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА-КРЮЧОК

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
⦿ ASH-30 (31 мм) 	75	W5985 ■	12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	
▲ PC-25 PRIME (26 мм) 	45	W5534 ■	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
▼ OS-4 (22 мм)  массивная игла	75	W5957 ■	12

БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	
БЕЗ ИГЛЫ	17x45	W5205 ■				12
БЕЗ ИГЛЫ	10x75				W5222 ■	12
БЕЗ ИГЛЫ	10x75			W5223 ■		12
БЕЗ ИГЛЫ	10x75		W5224 ■			12
БЕЗ ИГЛЫ	10x75	W5225 ■				12