

PROCEED*

Многослойная неадгезивная сетка для
внутрибрюшного протезирования



Многослойная неадгезивная сетка для внутрибрюшного протезирования



Состав:

Париетальная сторона:

Легкая полипропиленовая сетка, инкапсулированная в растворимый поли-п-диоксанон (PDS® II).

Висцеральная сторона:

Окисленная регенерированная целлюлоза.

Показания:

- Вентральные и послеоперационные грыжи лапароскопическим доступом;
- Грыжи пищеводного отверстия;
- Гигантские вентральные грыжи;
- Закрытие обширных фасциальных дефектов при онкологических операциях.
- Эффективно предотвращает спайкообразование за счет разделяющего слоя из ORC[§];
- Режется, не крошится, легко скручивается и расправляется;
- Снабжена синими полосками на париетальной стороне, соответствующими направлению максимальной растяжимости сетки и помогающими правильно расположить сетку (полосками к брюшной стенке).

Код продукта	Описание продукта
PCDB1	PROCEED, сетка хирургическая, прямоугольной формы, 5,1 x 10,2 см
PCDR1	PROCEED, сетка хирургическая, прямоугольной формы, 7,6 x 15,2 см
PCDN1	PROCEED, сетка хирургическая, овальной формы, 10,2 x 15,2 см
PCDM1	PROCEED, сетка хирургическая, квадратная, 15,2 x 15,2 см
PCDD1	PROCEED, сетка хирургическая, прямоугольной формы, 10,2 x 20,3 см
PCDG1	PROCEED, сетка хирургическая, овальной формы, 15,2 x 20,3 см
PCDH1	PROCEED, сетка хирургическая, овальной формы, 20,3 x 25,4 см
PCDJ1	PROCEED, сетка хирургическая, прямоугольной формы, 20,3 x 30,5 см
PCDT1	PROCEED, сетка хирургическая, овальной формы, 25,4 x 33 см
PCDW1	PROCEED, сетка хирургическая, прямоугольной формы, 25,4 x 35,6 см
PCDL1	PROCEED, сетка хирургическая, квадратная, 30,5 x 30,5 см

* Просид

** Полипропиленовая сетка

§ ОРС