


ULTRAPRO ADVANCED®

Макропористая частично рассасывающаяся сетка



ULTRAPRO ADVANCED®

Сетка ULTRAPRO ADVANCED® – частично рассасывающаяся монофиламентная сетка со специальным плетением пор, состоящая примерно из одинаковых частей:



- PROLENE® – нерассасывающихся полипропиленовых волокон;
- MONOCRYL® – рассасывающихся полиглекапроновых волокон;
- Специальное плетение в виде пчелиных сот приспособлено ко множеству фиксирующих устройств;⁴
- Благодаря своей гибкости с растяжением 2:1, максимально повторяет естественные движения брюшной стенки;^{21, 22, 23}
- Выдерживает $\approx$ 2х-кратное максимальное внутрибрюшное давление;^{23, 24, 25}
- Увеличена первоначальная жесткость для улучшения манипуляционных свойств;²³
- Упакована в один слой, без складок для облегчения размещения.

Сетка хирургическая ULTRAPRO ADVANCED® предназначена для пластики грыж брюшной стенки и дефектов абдоминальной фасции, если требуется использование укрепляющего материала для получения желаемого хирургического результата.

Код продукта	Описание продукта	Упаковка, шт
UPA3612	Сетка композитная ULTRAPRO ADVANCED®, 6 x 12 см	3
UPA37615	Сетка композитная ULTRAPRO ADVANCED®, 7,6 x 15 см	3
UPA31015	Сетка композитная ULTRAPRO ADVANCED®, 10 x 15 см	3
UPA31515	Сетка композитная ULTRAPRO ADVANCED®, 15 x 15 см	3
UPA1530	Сетка композитная ULTRAPRO ADVANCED®, 15 x 30 см	1
UPA3030	Сетка композитная ULTRAPRO ADVANCED®, 30 x 30 см	1