

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ МОНОПОЛЯРНЫЕ

Электроды из нержавеющей стали



E1510

10 шт. в кор.

Электрод артроскопический изолированный крючок 90°

- Общая длина 21,6 см
- Длина рабочей части 0,19 см



E1512

10 шт. в кор.

Электрод артроскопический изолированный скальпель

- Общая длина 21,6 см
- Длина рабочей части 0,19 см



E1511

10 шт. в кор.

Электрод артроскопический изолированный крючок 45°

- Общая длина 21,6 см
- Длина рабочей части 0,19 см



E1513

10 шт. в кор.

Электрод артроскопический не изолированный скальпель

- Общая длина 21,6 см
- Длина рабочей части 0,7 см



E1502

1 штука

Удлинитель электрода

- Общая длина 13 см
- Удлинение на 10,2 см



E1504

1 штука

Удлинитель электрода лапароскопический

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 34,3 см
- Удлинение на 31,5 см

Сменные электроды имеют посадочный диаметр 2.4 мм