

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ МОНОПОЛЯРНЫЕ

Пластины пациента (возвратные или рассеивающие электроды)



E7507

50 шт. в кор.

Возвратный REM-электрод для взрослых

Для генераторов с функцией RECQM

- Для пациентов с массой тела более 13.6 кг
- Кабель 2,7 м



E7510-25DB

25 шт. в кор.

Возвратный REM-электрод для детей

Для генераторов с функцией RECQM

- Для пациентов с массой тела от 2,7 до 13.6 кг
- Кабель 4,6 м



E7507-DB

50 шт. в кор.

Возвратный REM-электрод для взрослых

Для генераторов с функцией RECQM

- Для пациентов с массой тела более 13.6 кг
- Кабель 4,6 м



E7512

12 шт. в кор.

Возвратный REM-электрод для новорожденных

Для генераторов с функцией RECQM

- Для пациентов с массой тела от 0,45 до 2,7 кг
- Кабель 2,7 м



E7510-25

25 шт. в кор.

Возвратный REM-электрод для детей

Для генераторов с функцией RECQM

- Для пациентов с массой тела от 2,7 до 13.6 кг
- Кабель 2,7 м



E7509

50 шт. в кор.

Беспроводной возвратный REM-электрод для взрослых

Для генераторов с функцией RECQM

- Для пациентов с массой тела более 13.6 кг
- Используется с многожильным кабелем E0560