

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ

Кабели для пластин пациента многоразовые



E0560

1 шт. в кор.

Кабель соединительный для пластин пациента, многоразовый

Для генераторов с функцией RECQM

- Длина 4,6 м
- Используется с пластинами E7509 и HRA5



03129

1 шт. в кор.

Кабель соединительный PC-08 для стальной пластины пациента многоразовый

Используется с коагулятором WEM SS-501SX

- Длина 3 м
- Коннектор для генераторов производства WEM



E0560E

1 шт. в кор.

Кабель соединительный для пластин пациента, многоразовый

Для генераторов ERBE

- Длина 4,6 м
- Используется с пластинами E7509 и HRA5



07930

1 шт. в кор.

Кабель соединительный PC-10 для стальной пластины пациента многоразовый

- Длина 3 м
- Коннектор для генераторов американского производства