

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ

Кабели монополярные и переходники к ним



FT0510

25 шт. в кор.

Кабель соединительный монополярный одноразовый для режима Valleylab

Используется только с энергетическими платформами Force Triad, Valleylab FT10 и Valleylab FX8

- Инструментальный разъем гнездовой 4 мм, генераторный коннектор SMART
- Реализует режимы Valleylab, рассечения и коагуляции в эндохирургии
- Длина 4,6 м



E0510

50 шт. в кор.

Кабель соединительный монополярный одноразовый лапароскопический

Используется с монополярным переходником E0502-1

- Инструментальный разъем гнездовой 4 мм
- Длина 3 м



04770

1 шт. в кор.

Кабель соединительный монополярный MC-07 многоцветный лапароскопический

Используется с электрохирургическим аппаратом WEM SS-501SX

- Инструментальный разъем гнездовой 4 мм, генераторный разъем погруженный штекер 4 мм
- Длина 3 м



07927

1 шт. в кор.

Кабель соединительный монополярный MC-10 многоцветный лапароскопический

Используется с электрохирургическими аппаратами производства Covidien

- Инструментальный разъем гнездовой 4 мм, генераторный разъем головчатый штырь 8 мм
- Длина 3 м



03080

1 шт. в кор.

Кабель соединительный монополярный MC-06 многоцветный эндоскопический

- Генераторный разъем штекер 4 мм
- Длина 3 м



00703

1 шт. в кор.

Кабель соединительный монополярный MC-03 для монополярных пинцетов

- Инструментальный разъем гнездовой 4 мм
- Длина 3 м