

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ

Пинцеты биполярные с управлением педалью, многоразовые



E4051-CT

1 штука

Пинцет байонетный Scoville-Greenwood

- Общая длина 19,7 см
- Ширина браншей 1,5 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512



E4054-CT

1 штука

Пинцет байонетный Cushing

- Общая длина 19,1 см
- Ширина браншей 2,0 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512



E4052-CT

1 штука

Пинцет Cushing

- Общая длина 15,2 см
- Ширина браншей 0,7 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512



E4055-CT

1 штука

Пинцет Jewelers

- Общая длина 10,2 см
- Ширина браншей 0,4 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512



E4053-CT

1 штука

Пинцет Cushing

- Общая длина 17,8 см
- Ширина браншей 1,5 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512



E4057-CT

1 штука

Пинцет байонетный Gerald

- Общая длина 19,1 см
- Ширина браншей 0,7 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ

Пинцеты биполярные с управлением педалью, многоразовые



E4058-CT

1 штука

Пинцет байонетный Cushing

- Общая длина 19,1 см
- Ширина браншей 0,7 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512



E4060-CT

1 штука

Пинцет Semkin с ограничителем

- Общая длина 14 см
- Ширина браншей 0,5 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512



E4062-CT

1 штука

Пинцет глазной изогнутый

- Общая длина 8,9 см
- Ширина браншей 0,5 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512



E4073-CT

1 штука

Пинцет байонетный титановый

- Общая длина 22,2 см
- Ширина браншей 1,0 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512



00763

1 штука

Пинцет байонетный BF-500

- Общая длина 20 см
- Ширина браншей 1,2 мм
- Используется с кабелями 06005, 07929 и E360150L



00766

1 штука

Пинцет байонетный BF-501

- Общая длина 20 см
- Ширина браншей 0,5 мм
- Используется с кабелями 06005, 07929 и E360150L



06578

1 штука

Пинцет байонетный BF-505

- Общая длина 20 см
- Ширина браншей 0,5 мм
- Используется с кабелями 06005, 07929 и E360150L