

MONOCRYL® (Полиглекапрон 25)

Монофиламентный синтетический
рассасывающийся шовный материал



MONOCRYL®

(Полиглекапрон 25)

MONOCRYL® – монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал. Нить MONOCRYL® очень мягкая и эластичная, удобная в обращении.

Используется для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур в общей хирургии, абдоминальной хирургии, акушерстве и гинекологии, урологии, а также пластической хирургии. MONOCRYL® оптимально подходит для ушивания кожи, для наложения швов на тонкий и толстый кишечник, брюшину, мочевой пузырь и мочеточники, промежность, влагалище (эпизиотомия), крайнюю плоть (циркумцизия).



Профиль рассасывания

Полное рассасывание нити MONOCRYL® в хирургической ране наступает между 91 и 119 сутками.

Высокая начальная прочность на разрыв

Как и другие синтетические рассасывающиеся нити, MONOCRYL® с течением времени нахождения в ране снижает показатель прочности на разрыв.

При этом нить обеспечивает гарантированную поддержку тканей в течение 14 дней после наложения шва.

Неокрашенная нить		Окрашенная нить	
Срок имплантации	Остаточная прочность	Срок имплантации	Остаточная прочность
7 суток	50%	7 суток	60%
14 суток	20%	14 суток	30%
Полная потеря прочности на разрыв происходит через 21 день после имплантации		Полная потеря прочности на разрыв происходит через 28 дней после имплантации	



КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	6/0 (M0,7)	
RB-2 (13 мм) 	45						W3224 ■	12
RB-1 (17 мм) 	70				W3437 ■	W3435 ■		12
SH-1 (22 мм) 	70			W3662 ■	W3661 ■	W3660 ■		12
SH (26 мм) 	70			W3448 ■	W3447 ■			12
SH PLUS (26 мм)  уплощенный кончик	70				W3627 ■			12
SH PLUS (26 мм)  уплощенный кончик	8x45				Y864G* ■			12
SH PLUS (26 мм) VISI Black 	70				W3664 ■			12
	8x70				Y7840G* ■			12
SH PLUS (26 мм) VISI Black 	70			W3665 ■				12
MH-1 (31 мм) 	70		W3442 ■					12
MH (36 мм) 	70	W3457 ■						12
CT (40 мм)  усиленная игла	70		W3758 ■					12
MO-45 (45 мм)  массивная игла	90	W3727 ■						12

* - Control Release needle-suture attachment

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить




КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	3/0 (M2)	
● UR-6 (26 мм) 	70		W3637 	12
● UR-5 (36 мм) 	70	W3604 		12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	
▼ V-7 (26 мм) 	70		W3440 	W3439 	12
▼ V-34 (36 мм) 	70	W3489 	W3488 		12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	6/0 (M0,7)	
▼ P-3 PRIME (13 мм) 	45				W3203 ■		12
▼ P-3 PRIME MP (13 мм) 	45				MPY493H ■		36
▼ FS-3 (16 мм) 	45				W3221 ■		12
▼ PS-3 PRIME (16 мм) 	45			W3205 ■	W3204 ■		12
▼ PS-3 PRIME MP (16 мм) 	45			MPY501H ■	MPY500H ■		36
▼ FS-2 (19 мм) 	45			W3201 ■			12
	70		W3202 ■		W3209 ■		12
▼ PS-2 PRIME (19 мм) 	45		W3207 ■	W3206 ■			12
▼ PS-2 PRIME MP (19 мм) 	45		MPY497H ■	MPY496H ■			36
▼ FS (26 мм) 	70	W3327 ■	W3326 ■				12
▼ PS PRIME (26 мм) 	70		W3213 ■				12
▼ PS PRIME MP (26 мм) 	70		MPY3213H ■				36

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
▼ CP (40 мм)  усиленная игла	90	W3770 ■	12

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 1/4 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		6/0 (M0,7)	
▼ S-14 (8 мм) 	45	W3552 	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ПРЯМАЯ ИГЛА

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	
▼ KS (60 мм) 	70	W3650 	12