



VLFX8GEN

1 штука

Платформа энергетическая Valleylab FX8

Новейший электрохирургический генератор в семействе коагуляторов Valleylab. Платформа Valleylab FX8 имеет интеллектуальную систему опроса тканей TissueFect, которая подстраивает характеристики энергии в соответствии с меняющимся сопротивлением тканей для поддержания оптимального эффекта и безопасности для пациента.

- Система TissueFect определяет сопротивление ткани 434,000 раз в секунду
- Автоматическое распознавание инструментов
- Один сенсорный экран с интуитивно понятным управлением
- Адаптивная система REM для рассеивающих электродов
- Эксклюзивная система обновления ПО Valleylab Exchange
- Уникальный режим Valleylab с оптимальным сочетанием диссекции с гемостазом
- Автоматическая адаптация мощности минимизирует время настройки аппарата перед и во время операции
- Аутобиполярная функция для всех биполярных режимов
- Монополярный режим Soft Coag (Мягкая Коагуляция)

Вес (кг): 8.8
Ширина (см): 33.5
Высота (см): 14.6
Глубина (см): 43.6



06725

1 штука

Аппарат электрохирургический высокой мощности WEM SS-501SX

Аппарат SS-501SX представляет собой комбинацию продвинутых хирургических решений с оптимальным перечнем встроенных систем безопасности. Современное электрохирургическое оборудование для разных хирургических специальностей - это надежность и разнообразие проверенные временем.

- Микропроцессорный высокочастотный электрохирургический генератор
- 20 монополярных и биполярных режимов для использования при любой хирургической патологии
- Наличие пульсирующих режимов для гибкой эндоскопии
- Система контроля пикового вольтажа Easy Cut оптимизирует начало рассечения тканей для части монополярных, биполярных и всех пульсирующих режимов
- Система контроля качества контакта возвратного электрода PPS (Patient Pad System)
- Три ячейки памяти для пользовательских настроек
- Возможность изменения настроек мощности для монополярных и биполярных инструментов из стерильного поля
- Одновременная активация двух монополярных инструментов в режиме бесконтактной коагуляции

Вес (кг): 5,45
Ширина (см): 30
Высота (см): 16,3
Глубина (см): 39,7