

PDS® II

(Полидиоксанон)

Монофиламентный синтетический
рассасывающийся шовный материал



PDS® II

(Полидиоксанон)

PDS® II – монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал.

PDS® II используется для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур в общей хирургии, абдоминальной хирургии, акушерстве и гинекологии, урологии, а также в детской сердечно-сосудистой хирургии.

Нить показана для ушивания тканей, когда требуется длительная поддержка раны рассасывающейся нитью: фасция, апоневроз и др.



Минимум травмы ткани

Благодаря монофиламентной структуре, нить PDS® II обеспечивает мягкое (нетравматическое) прохождение через ткани, а также менее подвержена контаминации патогенами, провоцирующими развитие инфекции области хирургического вмешательства.

Максимальный срок поддержки раны


Полное рассасывание нити PDS® II в хирургической ране происходит за 182–238 дней.

Высокая начальная прочность на разрыв


Как и другие синтетические рассасывающиеся нити, PDS® II с течением времени нахождения в ране снижает показатель прочности на разрыв.

Нить 4/0 и тоньше		Нить 3/0 и толще	
Срок имплантации	Остаточная прочность	Срок имплантации	Остаточная прочность
2 недели	60%	2 недели	80%
4 недели	40%	4 недели	70%
6 недель	35%	6 недель	60%

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити								Кол-во в коробке
		1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	6/0 (M0,7)	7/0 (M0,5)	
● RB-2 (13 мм) 	45					W9102H ■	W9101H ■			36
● RB-2 (13 мм) 	70						W9201H ■			36
● RB-1 (17 мм) 	90					W9109H ■	W9108H ■			36
⊖ SH-2 PLUS (20 мм)  уплощенный кончик	70				W9116H ■	W9115H ■				36
● SH-1 (22 мм) 	70				Z1311H ■					36
	90					PEE2993H ■				36
● SH (26 мм) 	70		W9205H ■	W9125H ■						36
⊖ SH PLUS (26 мм)  уплощенный кончик	70				W9124H ■					36
⊖ SH PLUS (26 мм)  уплощенный кончик	90					PFF2992E ■				24
					PFF2993H ■					36
● MH-1 (31 мм) 	70	W9211H ■	W9210H ■	W9133H ■	W9132H ■	W9131H ■				36
● MH-1 (31 мм) 	90				W9134H ■					36
● MO-2 (40 мм)  петля массивная игла	150	W9237T ■	W9236T ■							24

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	
• LH (40 мм) 	70					W9152T ■	24
• СТ (40 мм)  усиленная игла	70				W9151T ■		24
	90	W9235T ■	W9234T ■				24
• СТХ (48 мм)  усиленная игла	90	W9256T ■					24
• СТХ (48 мм)  петля усиленная игла	150		W9262T ■	W9261T ■			24

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ


Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	6/0 (M0,7)	7/0 (M0,5)	
• BV175-6 (8 мм) 	23				W9574 ■	12
• CC175-8 (9,3 мм)  с микроразточкой острия	70				Z1711E ■	24
• CC175-8 (9,3 мм) 	70			Z1712H ■		24
• BV-1 (9,3 мм) 	70				Z1701E ■	24
				Z1702H ■		36
• BV (11 мм) 	70			Z1002H ■		36
• C-1 (13 мм) 	45				W9095T ■	24
				W9096H ■		36
• CC-1 (13 мм) 	70			Z1032H ■		36
• BB (17 мм) 	70	W9077H ■	W9073H ■			36

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	
⊙ MF-110 (110 мм)  петля	150	W9168	12

КОЛЮЩАЯ ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
○ CTXD (48 мм)  усиленная игла петля	150	W9967T	24


ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 1/4 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		6/0 (M0,7)	
▼ P-6 PRIME (8 мм) 	45	W9860H	36

КОЛЮЩАЯ, ИГЛА-КРЮЧОК

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	
⊙ ASH-35 (36 мм) 	70	W9219T	24


КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	
▼ V-7 (26 мм) 	70			W9184H ■	W9179H ■	36
▼ V-34 (36 мм) 	70			W9380H ■		36
	90	W9352T ■	W9355T ■			24
			W9381H ■			36
▼ V-37 (40 мм) 	90	W9370T ■	W9366T ■			24
▼ V-39 (45 мм) 	90	W9385T ■				24
▼ V-40 (48 мм) 	90	W9396T ■				24

РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	
▲ X-1 CONV (22 мм) 	45	W9740T 	24

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		1 (M4)	4/0 (M1,5)	
▼ CPX (48 мм)  усиленная игла	90	W9299T ■		24

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	6/0 (M0,7)	
▼ FS-2 (19 мм) 	45		W9950T ■		24
▼ PS-2 PRIME (19 мм) 	45		W9874T ■		24
▼ FS (26 мм) 	45	W9957T ■			24

РЕЖУЩАЯ, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	6/0 (M0,7)	
▲ PC-1 PRIME (13 мм) 	45				W9861T ■	24
▲ FS-3 CONV (16 мм) 	70		W9734T ■	W9733T ■		24
▲ PC-3 PRIME (16 мм) 	45		W9867T ■			24
▲ PC-5 PRIME (19 мм) 	45		W9615T ■			24
▲ PC-25 PRIME (26 мм) 	70	W9625T ■				24

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА ПРЯМАЯ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	
▼ KS (60 мм) 	70	W9714T 	24

■ - фиолетовая нить, □ - неокрашенная нить