



- Простота подключения аппарата к баллону без редуктора и инструментов
- Индивидуальные настройки газового потока для режимов резания и коагуляции
- Использование аргонового блока WEM Argon 4 с генераторами разных производителей
- Возможность подключения аргоновых зондов для гибкой эндоскопии

Вес (кг): 7,3

Ширина (см): 30

Высота (см): 14,5

Глубина (см): 41

07179

1 штука

Коагулятор плазменный Argon 4

Высокий стандарт качества хирургической помощи при сложных хирургических вмешательствах для улучшения положительных результатов лечения.



- Удаляет дым, возникающий при работе электрокоагуляторов и лазеров
- Синхронизируется с энергетическими платформами Valleylab с помощью кабеля SEA3730
- Пять уровней мощности всасывания воздуха плюс турборежим
- Максимальный объем фильтрации 1,25 м3/мин
- Не требует префильтров или переходников для дымоотводных трубок

Вес (кг): 9,9

Ширина (см): 36

Высота (см): 20,5

Глубина (см): 48

SE3695

1 штука

Аппарат для удаления хирургического дыма RapidVac

Применяется с электрохирургическими генераторами и хирургическими лазерами.

Используется с фильтром SEA3700 (поставляется отдельно).