




КАТЕТЕРЫ ПИТАТЕЛЬНЫЕ

- ✓ Коннектор с герметично закрывающейся крышкой для предотвращения вытекания жидкости и предотвращения контаминации введённого энтерального питания.
- ✓ Широкий размерный ряд от 4 до 22Fr для использования у взрослых, детей и новорождённых.
- ✓ 2 варианта исполнения по типу дистального конца:
 - открытый — экономичный вариант для проведения необходимой манипуляции;
 - закрытый — для атравматичного и безопасного введения.



Размерный ряд

	REF	Размер Ch/Fr	Длина, мм	Материал катетера	Упаковка (инд./гр./тр.)
С открытым дистальным концом					
1.	0313-M105-10	10	1200	ПВХ	1/40/640
2.	0313-M105-12	12	1200	ПВХ	1/40/640
3.	0313-M105-14	14	1200	ПВХ	1/30/480
4.	0313-M105-16	16	1200	ПВХ	1/25/400
5.	0313-M105-18	18	1200	ПВХ	1/25/400
6.	0313-M105-20	20	1200	ПВХ	1/20/320
7.	0313-M105-22	22	1200	ПВХ	1/15/240
С закрытым дистальным концом					
1.	0313-M104-04	4	400	ПВХ	1/100/2000
2.	0313-M104-05	5	400	ПВХ	1/100/2000
3.	0313-M104-06	6	400	ПВХ	1/100/2000
4.	0313-M104-08	8	400	ПВХ	1/100/2000

