

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ МОНОПОЛЯРНЫЕ: ЗАЖИМЫ ОКОНЧАТЫЕ



Используются преимущественно для захвата скользких тканей, таких как желчный пузырь.

- ✓ Окончатые бранши с ребристой структурой по всей длине обеспечивают захват тканей с равномерным распределением давления, что делает процедуру менее травматичной.
- ✓ Кремальера обеспечивает надёжную фиксацию тканей и органов на протяжении всей операции без риска выскользывания, что делает процесс более безопасным.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

	REF	Наименование	Диаметр штока, мм	Кремальера	Поворотный механизм	Длина штока, см	Упаковка (инд./гр./тр.)
1.	1912-VFC533	Clinch	5	есть	360°	33	1/10/100
3.	1912-VFB533	Babcock	5	есть	360°	33	1/10/100