



МЕШКИ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ОРГАНОВ С ПРОВОДНИКОМ

- ✓ Гибкая резинка у основания мешка обеспечивает жёсткость конструкции, позволяя беспрепятственно погружать препарат.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

Размерный ряд

REF	Объём, мл	Диаметр штока, мм	Материал	Эвакуируемые органы	Упаковка (инд./гр./тр.)
1. 0602-VP210	210	10	полиуретан	Кисты, опухоли яичника, большая фиброзная опухоль, матка, почки, селезёнка, часть кишки	1/20/200
2. 0602-VP750	750	10	полиуретан	Опухоль яичников больших размеров, почки, селезёнка, толстый кишечник, лёгкие, печень	1/20/200



МЕШКИ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ОРГАНОВ С ФИКСИРУЮЩЕЙ ПЕТЛЁЙ



- ✓ Петля в виде упругой нити удерживает мешок у канюли проводника, давая возможность герметично затягивать основание мешка при эвакуации препарата.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

Размерный ряд

REF	Объём, мл	Диаметр штока, мм	Материал	Эвакуируемые органы	Упаковка (инд./гр./тр.)
1. 0602-VP210S	210	10	полиуретан	Кисты, опухоли яичника, большая фиброзная опухоль, матка, почки, селезёнка, часть кишки	1/20/200
2. 0602-VP750S	750	10	полиуретан	Опухоль яичников больших размеров, почки, селезёнка, толстый кишечник, лёгкие, печень	1/20/200

