



ВОЗДУХОВОДЫ НАЗОФАРИНГЕАЛЬНЫЕ



- ✓ Материал изготовления — термопластичный ПВХ — для размягчения при температуре тела и минимизации риска травмирования слизистой оболочки.
- ✓ Гибкая трубка с косым срезом на дистальном конце для лёгкой и безопасной установки.
- ✓ Ограничительное кольцо на проксимальном конце для исключения смещения изделия внутрь носового хода.
- ✓ Широкий размерный ряд от 3,5 до 8 мм в соответствии с внутренним диаметром для разных возрастных групп пациентов.
- ✓ Чёткая и несмываемая маркировка размера на трубке для лёгкой идентификации диаметра.

Размерный ряд

	REF	Внутренний диаметр, мм	Упаковка (инд./гр./тр.)
1.	0125-M630-35	3,5	1/10/100
2.	0125-M630-40	4	1/10/100
3.	0125-M630-45	4,5	1/10/100
4.	0125-M630-50	5	1/10/100
5.	0125-M630-55	5,5	1/10/100
6.	0125-M630-60	6	1/10/100
7.	0125-M630-65	6,5	1/10/100
8.	0125-M630-70	7	1/10/100
9.	0125-M630-75	7,5	1/10/100
10.	0125-M630-80	8	1/10/100

