



10. ФИКСАТОРЫ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫХ ТРУБОК



Предназначены для фиксации и стабилизации положения эндотрахеальной трубки после интубации пациента.

Размерный ряд

	REF	Размер фиксатора	Размер ЭТТ, мм	Упаковка (инд./гр./тр.)
1.	0125-M183-01	XS	4,0–4,5	1/20/200
2.	0125-M183-02	S	5,0–5,5	1/20/200
3.	0125-M183-03	M	6,0–6,5	1/20/200
4.	0125-M183-04	L	7,0–7,5	1/20/200
5.	0125-M183-05	XL	8,0–8,5	1/20/200
6.	0125-M183-06	XXL	9,0–9,5	1/20/200

- ✓ Прозрачный корпус для осуществления контроля кожных покровов носогубного треугольника.
- ✓ Двухканальная конструкция для возможности ввести желудочный зонд параллельно с интубационной трубкой.
- ✓ Ограничительные пластины для предотвращения чрезмерно глубокого заведения фиксатора.
- ✓ Специальные выступы для крепления ленты-фиксатора, входящей в комплект поставки, дают возможность надёжно зафиксировать изделие на лице пациента.

