


КАТЕТЕРЫ ДУОДЕНАЛЬНЫЕ



✓ 4 отверстия на дистальном конце для исключения блокировки катетера.

✓ Закрытый дистальный конец для атравматичного и безопасного введения.

Размерный ряд

	REF	Размер Ch/Fr	Цветокодировка	Длина, мм	Упаковка (инд./гр./гр.)
1.	0313-M108-16	16	■	1250	1/25/400
2.	0313-M108-18	18	■	1250	1/20/320
3.	0313-M108-20	20	■	1250	1/20/320

