




04. МАСКИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ

Применяются в анестезиологии и в интенсивной терапии для подачи воздуха, кислорода и/или наркотических газовых смесей для краткосрочной респираторной поддержки пациента.



- ✓ Прозрачный корпус маски для контроля кожных покровов носогубного треугольника пациента.
- ✓ Анатомически изогнутая с внутренней стороны мягкая надувная манжета для герметичного и комфортного прилегания маски к лицу пациента.
- ✓ Ниппельный клапан со стороны подбородка пациента используется для подкачки манжеты.
- ✓ Цветомаркированное фиксирующее кольцо для быстрого определения размера маски.
- ✓ Отсутствие ароматизаторов для снижения риска развития бронхоспазма.
- ✓ Отсутствие латекса для исключения риска возникновения аллергических реакций.
- ✓ Универсальные коннекторы 22М и 15F для герметичного присоединения к источнику кислорода.

Размерный ряд

	REF	Размер маски	Цвет фиксирующего кольца	Разъём коннектора	Упаковка (инд./гр./тр.)
1.	0115-M130-00	0	□	15M	1/-/100
2.	0115-M130-01	1	■	15M	1/-/100
3.	0115-M130-02	2	■	22F	1/-/50
4.	0115-M130-03	3 (S)	■	22F	1/-/50
5.	0115-M130-04	4 (M)	■	22F	1/-/50
6.	0115-M130-05	5 (L)	■	22F	1/-/50
7.	0115-M130-06	6 (XL)	■	22F	1/-/50

