

НАБОР РРН

Инструменты для открытых
хирургических операций

Набор инструментов для проведения геморроидопексии по методу Лонго или хирургического лечения ректоцеле*

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- **циркулярный аппарат:**
фиксированная головка
 - диаметр головки: 33 мм;
 - диаметр ножа: 24,4 мм;
 - форма ствола: прямой;
 - количество рядов скобочного шва: 2;
 - высота закрытия скобок: регулируемая 0,75–1,5 мм;
 - высота ножки открытой скобки: 4 мм;
 - материал скобок: титановый сплав;
 - общее количество прошиваний: 1.
- **прозрачный аноскоп:**
 - окно с углом 90°;
 - маркерные насечки для точного формирования кисетного шва;
 - предназначен для использования у одного пациента.



КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ШОВ:

- цельнолитая опорная часть головки аппарата и регулируемая высота закрытия скобки обеспечивают контролируемую степень компрессии прошиваемых тканей, что гарантирует качественное формирование скобок одинаковой высоты по всей длине шва;
- свойства титанового сплава, из которого изготавливаются скобки, предотвращают открытие уже сформированных скобок.

ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- регулируемая степень компрессии тканей позволяет адаптироваться к любой клинической ситуации;
- хорошо визуализированная шкала компрессии с маркировкой по высоте закрытой скобки упрощает использование аппарата;
- эргономичный дизайн облегчает использование и контроль аппарата;
- фиксированная головка обеспечивает легкость манипуляции аппаратом в операционном пространстве;
- прорезаемая прокладка обеспечивает тактильный и звуковой контроль при прошивании и рассечении тканей;
- наличие предохранителя препятствует случайному прошиванию;
- окно прозрачного аноскопа под углом 90° обеспечивает хороший угол обзора при формировании кисетного шва.

АППАРАТЫ РРН

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР	ДИАМЕТР ЛЕЗВИЯ	КОЛ-ВО СКОБОК	ВЫСОТА НОЖКИ ОТКРЫТОЙ СКОБКИ	ВЫСОТА ЗАКРЫТОЙ СКОБКИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
РРН03	ЦИРКУЛЯРНЫЙ СШИВАЮЩИЙ АППАРАТ, 33 ММ, АНОСКОП, НАПРАВИТЕЛЬ ШВА, АНАЛЬНЫЙ ДИЛАТОР	33 мм	24,4 мм	28 шт	4 мм	0,75–1,5 мм	3

* Полное наименование в соответствии с РУ: Аппарат циркулярный сшивающий «ПРОКСИМАТ» (PROXIMATE), модель РРН03 в наборе с крючком, расширителем и аноскопом. РУ № ФСЗ 2010/06370. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ETHICON

Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES*

TV-ART-06342 v1.0

