

Кожные степлеры Proximate®* предназначены для закрытия кожных ран и разрезов при помощи металлических скобок из нержавеющей медицинской стали со специальным покрытием

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- материал скобок: нержавеющая сталь с покрытием Krytox, снижающим трение и тканевую адгезию;
- форма скобок: прямоугольная;
- высота закрытой скобки: 3,9 мм;
- ширина коронки скобки: 5,7 мм; 6,9 мм;
- количество скобок в аппарате: 35;
- виды аппаратов: с фиксированной рабочей частью, с вращающейся рабочей частью, универсальные;
- предназначены для использования у одного пациента.



Кожный степлер РМ



Кожный степлер РР
с вращающейся
рабочей частью



Кожный степлер РХ
с фиксированной
рабочей частью



НАДЕЖНОЕ ЗАКРЫТИЕ РАНЫ:

- точное позиционирование аппарата и визуализация наложения скобок благодаря широкой рабочей части и индикатору правильного расположения аппарата по отношению к центру разреза;
- коронки установленных скобок не оказывают давления на кожу;
- прямоугольная форма обеспечивает точную и надежную фиксацию;
- особое покрытие скобок (Krytox**) позволяет легко и без дополнительного травмирования тканей наложить их на края раны, а затем извлечь после заживления.

ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- высокая скорость и безопасность закрытия кожных ран за счет полуавтоматической подачи скобок, эргономичного дизайна рукояток и храпового механизма;
- 2 варианта ширины скобок для адаптации к различным клиническим ситуациям;
- наличие 3 видов аппаратов: с фиксированной рабочей частью, вращающейся рабочей частью и универсальных – позволяют выбрать оптимальное решение в зависимости от ситуации и предпочтений хирурга;
- удобный экстрактор скобок.

** Крайтокс

КОЖНЫЕ СТЕПЛЕРЫ РХ С ФИКСИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО СКОБОК	ВЫСОТА ЗАКРЫТОЙ СКОБКИ	ШИРИНА КОРОНКИ СКОБКИ	ТОЛЩИНА ПРОВОЛОКИ СКОБКИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
PXR35	СО СТАНДАРТНЫМИ СКОБКАМИ	35	3,9 мм	5,7 мм	0,53 мм	6
PXW35	С ШИРОКИМИ СКОБКАМИ	35	3,9 мм	6,9 мм	0,58 мм	6

КОЖНЫЕ СТЕПЛЕРЫ РР С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ

PRR35	СО СТАНДАРТНЫМИ СКОБКАМИ	35	3,9 мм	5,7 мм	0,53 мм	6
PRW35	С ШИРОКИМИ СКОБКАМИ	35	3,9 мм	6,9 мм	0,58 мм	6

КОЖНЫЕ СТЕПЛЕРЫ РМ

PMR35	СО СТАНДАРТНЫМИ СКОБКАМИ	35	3,9 мм	5,7 мм	0,53 мм	6
PMW35	С ШИРОКИМИ СКОБКАМИ	35	3,9 мм	6,9 мм	0,58 мм	6

ЭКСТРАКТОР КОЖНЫХ СКОБОК

PSX	ЭКСТРАКТОР ОДНОРАЗОВЫЙ	–	–	–	–	12
-----	------------------------	---	---	---	---	----

* Полное наименование в соответствии с РУ: Аппарат сшивающий кожный PROXIMATE, с принадлежностями.
РУ № ФСЗ 2010/08470. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

