

6 видов инструментов для манипуляций тканями при эндоскопических вмешательствах*

6 видов инструментов для манипуляций тканями при эндоскопических вмешательствах для использования у одного пациента:

- **грасперы:** граasper, зажимы Бэбкока, держатель головки циркулярного аппарата;
- **диссекторы:** изогнутый диссектор, ножницы.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- широкое раскрытие браншей;
- электроизолирующая антибликовая оболочка;
- вращение ствола: 360°;
- эргономичная рукоять;
- клемма для подключения монополярного (только диссектор и ножницы);
- храповый механизм (грасперы, бэбкок и держатель);
- предназначены для использования у одного пациента.



ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- широкое раскрытие браншей и ротация на 360° обеспечивают удобство манипуляции на операционном поле;
- эргономичная рукоять сокращает мышечные усилия и способствует контролируемому сжатию тканей;
- надежная электроизолирующая антибликовая оболочка обеспечивает защиту от непреднамеренного повреждения электроток при использовании монополярных инструментов;
- храповый механизм позволяет фиксировать положение браншей для удобной манипуляции тканями во время операции.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР СТВОЛА	ДЛИНА СТВОЛА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
5DCD	ДИССЕКТОР ИЗОГНУТЫЙ С МОНОПОЛЯРНОЙ КООГУЛЯЦИЕЙ	5 мм	33 см	6
5DCS	НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ С МОНОПОЛЯРНОЙ КООГУЛЯЦИЕЙ	5 мм	33 см	6
5DSG	ГРАСПЕР	5 мм	33 см	6
5BB	ЗАЖИМ БЭБКОКА	5 мм	33 см	6
10BB	ЗАЖИМ БЭБКОКА	10 мм	39 см	6
10AG	ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ГОЛОВКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНОГО СШИВАЮЩЕГО АППАРАТА	10 мм	38 см	6

* Полное наименование в соответствии с РУ: Эндоскопические инструменты ENDOPATH диаметром 5 мм и 10 мм для манипуляции тканями. РУ № ФСЗ 2011/09363. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ETHICON

Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES*

TV-ART-06342 v1.0



Эндоскопический контейнер для извлечения из полости резецированных органов и тканей при проведении эндоскопических операций*

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- длина ствола: 26 см;
- диаметр ствола: 10 мм;
- периметр контейнера: 153 мм x 102 мм;
- объем контейнера: 224 мл;
- материал: полиуретан;
- предназначен для использования у одного пациента.



ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- эндоскопический контейнер функционирует по типу сачка;
- использование ENDOPOUCH® способствует сохранению целостности извлекаемых препаратов;
- контейнер имеет конусообразную форму, выполнен из высокопрочного полиуретанового материала, обтянут по краю нейлоновой нитью и затягивается при помощи интродьюсера;
- используется с троакаром 10 мм.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР СТВОЛА	РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА	ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
POUCH	КОНТЕЙНЕР ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ	10 мм	153 мм x 102 мм	224 мл	6

* Полное наименование в соответствии с РУ: Инструмент эндоскопический Endopouch Retriever для извлечения резецированных органов и тканей. РУ № ФСЗ 2011/09558. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ETHICON

Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES*

TV-ART-06342 v1.0



ENDOLOOP

Инструменты для
эндоскопических операций

Эндоскопическая лигатурная петля, предназначенная для лигирования тканей хирургическими нитями и интракорпорального формирования узла в областях, где отсутствует необходимость в прошивании, либо существует опасность прорезывания швов и клипирование невозможно*

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- пластиковый толкатель: 29 см;
- рассасывающаяся нить с покрытием: 45 см;
- маркировочная насечка;
- петля со скользящим узлом;
- нить сохраняет 75 % прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50 % через 3 недели, 25 % через 4 недели, срок полного рассасывания 56–70 дней;
- предназначены для использования у одного пациента.



ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- эндоскопическая лигатурная петля состоит из пластикового толкателя и введенной внутрь него рассасывающейся нити Vicryl®, из нити, выходящей из дистального конца, сформирована петля, которая затягивается при отламывании проксимального конца толкателя;
- длинный пластиковый толкатель обеспечивает работу инструмента в труднодоступных местах;
- благодаря механизму затягивания петли с проксимального конца инструмента использование ENDOLOOP существенно облегчает формирование узла в сложных для доступа ситуациях;
- используется с троакаром ENDOPATH® XCEL 5 мм.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- холецистэктомия «от дна» (на пузырьный проток и пузырьную артерию);
- удаление яичников;
- аппендэктомия.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА КАНЮЛИ	НИТЬ	ТОЛЩИНА НИТИ, USP	ДЛИНА НИТИ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
EJ10C	ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ЛИГАТУРНАЯ ПЕТЛЯ С ПЛАСТИКОВЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ	29 см	Викрил с покрытием	0	45 см	12

* Полное наименование в соответствии с РУ: Материалы для хирургии: Эндопетля ЭНДОЛУП.
РУ № ФСЗ 2009/05812. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ETHICON
Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES*

TV-ART-06342 v1.0



ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ

Инструменты для
эндоскопических операций

Многоразовые инструменты, предназначенные для эндоскопического сшивания тканей хирургическими нитями и интеркорпорального формирования узла*

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- материал: нержавеющая сталь;
- асимметричная рукоятка;
- антибликовое покрытие ствола;
- храповый механизм;
- канал промывания с адаптером LUER;
- рычаг размыкания браншей;
- самоустановка иглы (SRNH1).

ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- асимметричная рукоятка способствует точности ориентации инструмента и манипулирования им;
- постепенное сцепление храпового механизма обеспечивает поступательный захват иглы;
- антибликовое покрытие ствола обеспечивает хорошую визуализацию на операционном поле;
- многоразовый иглодержатель прост в очистке благодаря наличию канала промывания с адаптером Luer;
- запатентованная форма браншей обеспечивает самоустановку иглы в оптимальное положение при прошивании при захвате ее в любой части (SRNH1).



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР СТВОЛА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
E705R	ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ	5 мм	1
SRNH1	ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ С САМОУСТАНОВКОЙ ИГЛЫ	5 мм	1

* Полное наименование в соответствии с РУ: Иглодержатель эндоскопический многократного использования ЭНДОПАС.
РУ № ФСЗ 2008/02749. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ETHICON
Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES*

TV-ART-06342 v1.0

