

HARMONIC ACE®+7

Инструменты Гармоник

Изогнутые ножницы Harmonic Ace®+7 с функцией продвинутого гемостаза, диаметром 5 мм, с ручной активацией, для открытых и эндоскопических вмешательств*

Доступны инструменты различной длины:
23 см, 36 см, 45 см.

Режим продвинутого гемостаза: использование кнопки «продвинутый гемостаз» обеспечивает коагуляцию сосудов диаметром до 7 мм.

Улучшенная конструкция лезвия:

- конический наконечник служит для достижения высокой точности и многофункциональности;
- характерная особенность – запатентованное покрытие, снижающее степень налипания.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- форма лезвия: изогнутая;
- лигирование сосудов **до 7 мм включительно** в режиме продвинутого гемостаза;
- длина ствола 23 см, 36 см и 45 см, антибликовое покрытие;
- вращение ствола инструмента на 360°;
- диаметр ствола 5 мм;
- длина лезвия 15 мм;
- совместимость с лапаросонической рукояткой HP054 и генератором GEN11;
- предназначен для использования у одного пациента.

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

- наличие усовершенствованной подачи энергии благодаря технологии – АТТ (Технология Адаптации к Ткани);
- предназначены для одновременного рассечения и коагуляции тканей;
- возможность использования в качестве граспера и диссектора;
- изогнутая форма лезвия обеспечивает оптимальную визуализацию кончика браншей и всего операционного поля;
- наличие встроенного механизма тактильной звуковой индикации;
- наличие режима «продвинутый гемостаз» для лигирования крупных сосудов до 7 мм.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
HARH23	Ножницы Harmonic ACE+7 с функцией усовершенствованного гемостаза для открытых и эндоскопических операций, длина ствола 23 см	6
HARH36	Ножницы Harmonic ACE+7 с функцией усовершенствованного гемостаза для открытых и эндоскопических операций, длина ствола 36 см	6
HARH45	Ножницы Harmonic ACE+7 с функцией усовершенствованного гемостаза для открытых и эндоскопических операций, длина ствола 45 см	6
HP054	Рукоятка лапаросоническая для ручной активации	1
HGA11	Адаптер для насадок «Гармоник», принадлежность к генератору электрохирургическому ультразвуковому G11	1

* Полное наименование в соответствии с РУ: Инструмент ультразвуковой для генератора электрохирургического ультразвукового GEN11: Ножницы Harmonic ACE+7 с функцией усовершенствованного гемостаза для открытых и эндоскопических операций. РУ № ФСЗ 2017/5771. РУ № ФСЗ 2011/11397. РУ № ФСЗ 2012/11599. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ETHICON
Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES*

TV-ART-06342 v1.0