

HARMONIC FOCUS®+

Инструменты Гармоник

Ножницы серии HARMONIC FOCUS®+ с технологией АТТ для открытых вмешательств*



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- форма лезвия: изогнутая;
- лигирование сосудов до **5 мм включительно**;
- длина ствола 9 см, 17 см;
- совместимость с лапаросонической рукояткой HPBLUE;
- предназначен для использования у одного пациента.

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

- наличие усовершенствованной подачи энергии благодаря технологии – АТТ (Технология Адаптации к Ткани);
- изогнутое активное лезвие расположено поверх прижимной бранши, что дает полный визуальный обзор;
- расположенная снизу пассивная бранша защищает подлежащие структуры от повреждения;
- большая апертура раскрытия браншей позволяет работать с большими массивами тканей;
- возможность ручной активации: кнопки MIN и MAX охватывают рукоятку по окружности, обуславливая удобство их активации любым пальцем;
- уменьшенная рукоятка HPBLUE снижает размер и вес собранного инструмента, улучшает его баланс;
- наличие зазора при полном сжатии колец обеспечивает контролируемую компрессию.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
HAR9F	Ножницы Harmonic Focus+ с технологией адаптации к тканям для открытых операций, 9 см	6
HAR17F	Ножницы Harmonic Focus+ длинные с технологией адаптации к тканям для открытых операций, 17 см	6
HPBLUE	Рукоятка лапаросоническая облегченная	1
HGA11	Адаптер для насадок "Гармоник"	1

* Полное наименование в соответствии с РУ: Инструмент ультразвуковой для генератора электрохирургического ультразвукового GEN11: Ножницы Harmonic Focus+ длинные с технологией адаптации к тканям для открытых операций, Ножницы Harmonic Focus+ с технологией адаптации к тканям для открытых операций. РУ № ФСЗ 2017/5771. РУ № ФСЗ 2011/11397. РУ № ФСЗ 2012/11599. Товар сертифицирован.

ETHICON

Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES*

TV-ART-06342 v1.0

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

