

HARMONIC® HDH05~

Инструменты Гармоник

Диссекционный крючок, 5 мм, для эндоскопических вмешательств*



HSA08



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- лигирование сосудов до 2 мм включительно;
- длина ствола 32 см;
- режущая кромка заточена под углом 60°;
- диаметр ствола 5 мм;
- совместимость с лапаросонической рукояткой HP054;
- предназначен для использования у одного пациента.

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

- предназначен для одновременного рассечения и коагуляции тканей;
- конфигурация рабочей поверхности способствует удобному доступу и хорошей визуализации;
- тупой выпуклый край и плоские боковые поверхности крючка предназначены для коагуляции и диссекции тканей;
- лигирование сосудов диаметром до 2 мм включительно.

~ Эйч Ди Эйч ноль пять

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
HDH05	Лезвие крючок диссекционное Harmonic, диаметр 5 мм, длина 32 см	6
HSA08	Адаптер одноразовый для ручного переключения	3
HGA11	Адаптер для насадок "Гармоник"	1
HP054	Рукоятка лапаросоническая для ручной активации	1

* Полное наименование в соответствии с РУ: Инструменты ультразвуковые для генератора электрохирургического ультразвукового GEN 11: Лезвие крючок диссекционное Harmonic, диаметр 5 мм, длина 32 см. РУ № РЗН 2017/5771, РУ № ФСЗ 2012/11599. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ETHICON

Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES*

TV-ART-06342 v1.0