

ENSEAL[®] G2 ART[~]

Инструменты Энсил

Насадки Enseal[®], изогнутые/прямые бранши, ствол 5 мм*



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- лигирование сосудов до 7 мм;
- длина ствола 35 см, 45 см; антибликовое покрытие;
- вращение ствола инструмента на 360°;
- диаметр ствола 5 мм;
- артикуляция ствола на 110°;
- предназначен для использования у одного пациента.

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

- артикуляция ствола на 110° обеспечивает доступ к структурам в глубоких и узких местах, захват сосуда в один этап, сокращение количества смены инструментов и портов в целом;
- эргономичная рукоятка сведения браншей способствует комфортному размещению руки хирурга;
- технология I-BLADE;
- интегрированный PTC-полимер;
- наличие атравматичных зубчиков на одной из бранш для лучшего захвата тканей;
- наличие ручной активации инструмента;
- звуковая и тактильная индикация режима коагуляции и полного выдвижения лезвия.

~ Джи 2 АРТ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
NSLG2C35A	Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с изогнутыми браншами артикуляционный для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 35 см	6
NSLG2S35A	Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с прямыми браншами артикуляционный для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 35 см	6
NSLG2C45A	Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с изогнутыми браншами артикуляционный для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 45 см	6
NSLG2S45A	Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с прямыми браншами артикуляционный для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 45 см	6

* Полное наименование в соответствии с РУ: Насадка для диссекции и коагуляции «Энсил» к генератору электрохирургическому, ультразвуковому G11, вариант исполнения: Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с прямыми браншами артикуляционный для открытых и лапароскопических операций. Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с изогнутыми браншами артикуляционный для открытых и лапароскопических операций. РУ № ФСЗ 2012/11598. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

