

Насадки Enseal®, изогнутые/прямые бранши, ствол 5 мм*



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- лигирование сосудов до 7 мм;
- длина ствола 14 см, 25 см, 35 см, 45 см; антибликовое покрытие;
- вращение ствола инструмента на 360°;
- диаметр ствола 5 мм;
- предназначен для использования у одного пациента.

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

- эргономичная рукоятка способствует комфортному размещению руки хирурга;
- технология I-BLADE;
- интегрированный РТС-полимер;
- особая конфигурация электродов;
- применяется в открытых и эндоскопических операциях;
- возможность использовать в качестве граспера;
- наличие атравматичных зубчиков на одной из бранш для лучшего захвата тканей;
- наличие ручной активации инструмента;
- звуковая и тактильная индикация режима коагуляции и полного выдвижения лезвия.

~ Джи 2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
NSLG2C14	Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с изогнутыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 14 см	6
NSLG2C25	Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с изогнутыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 25 см	6
NSLG2C35	Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с изогнутыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 35 см	6
NSLG2C45	Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с изогнутыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 45 см	6
NSLG2S14	Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 14 см	6
NSLG2S25	Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 25 см	6
NSLG2S35	Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 35 см	6
NSLG2S45	Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 45 см	6

* Полное наименование в соответствии с РУ: Насадка для диссекции и коагуляции «Энсил» к генератору электрохирургическому, ультразвуковому G11, вариант исполнения: Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с изогнутыми браншами для открытых и лапароскопических операций. Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций. РУ № ФСЗ 2012/11598. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ETHICON

Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES*

TV-ART-06342 v1.0

